


## IN NUR 3 MINUTEN UND 3 SCHRITTEN EINE SCHIENE ANLEGEN!

### SCHRITT 1:

#### UNTERZUG ANBRINGEN


Z.B. KREWI-FROTTIER POLSTERSCHLAUCH



### SCHRITT 2:

#### KREWI-FRACT BLAU ANLEGEN


Z.B. MITTELHANDSCHIENE



### SCHRITT 3:

#### MIT EINER HAFTBINDE FIXIEREN

Z.B. KREWI-MULL HAFT COLOR



Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**

an, um weitere Informationen zu

erhalten oder senden Sie uns

eine E-Mail an [verkauf@krewi.de](mailto:verkauf@krewi.de)



Medical Produkte GmbH

**KREWI Medical Produkte GmbH**

Siemensring 78a

47877 Willich

Telefon 02154/91242-0

Fax 02154/427691

E-mail: [verkauf@krewi.de](mailto:verkauf@krewi.de)

[www.krewi.de](http://www.krewi.de)

Version.KFB.FY.2021.09\_rev01



**KREWI-FRACT BLAU**  
Vorgeformte  
thermoplastische  
Schiennen

[WWW.KREWI.DE](http://WWW.KREWI.DE)

**SPRECHSTUNDEN-  
BEDARF**



Ihr Produktspezialist  
in Deutschland

## WÜNSCHEN SIE SICH...



...zusätzlich mehr Zeit, um mehr Patienten effektiv behandeln zu können?



...eine Minimierung der Kontaktzeit pro Patienten?



...mehr Ruhe durch Zeitersparnis in den Behandlungen?

Dann ist KREWI-fract blau  
**IHRE LÖSUNG!**

Bestehend aus PVA-SCHAUM -  
100% biologisch abbaubar

## ZAHLREICHE INDIKATIONEN - EINE LÖSUNG!





OBERARM-SCHIENE



MITTELHANDSCHIENE



VOLARE SCHIENE

VOLARE SCHIENE  
MIT FINGERSTÜTZEUNTERSCHENKEL-  
SCHIENEKNIE-LAGERUNGS-  
SCHIENEOBERSCHENKEL-  
LIEGESCHALE

**NEU!**  
DAUMENSCHIENE



## ZEIT- UND KOSTENSPAREND - IN NUR 3 MINUTEN ANGELEGT!

### Sofort einsatzbereit

KREWI-fract blau ist **bereits vorgeformt** und kann innerhalb von **3 Minuten in 3 Schritten** angelegt werden!



### Effizient behandeln

KREWI-fract blau Schienen sind **Röntgenstrahlen-durchlässig**, sodass diese beim Röntgen nicht abgenommen werden müssen. Sie **ersparen sich dadurch mehrere Arbeitsschritte**.



### Geringer Versorgungsaufwand

Die Schiene „atmet“, wodurch Transpirationen und Hautirritationen gesenkt werden können. Dadurch **vermeiden Sie weitere aufwendige Schienenwechsel**.

